



DETRO® ENZYM – концентрований мийно-дезінфікуючий засіб (детергент)



UA.TR.116

Для попереднього, передстерилізаційного та остаточного очищення інструментів, гнучких і жорстких ендоскопів, анестезіологічного обладнання.

Об'єм: 5 л

Склад: Рідкий концентрат.

Прозора рідина жовтуватого кольору з характерним запахом.

Комплекс ферментів (амілаза, ліпаза, протеаза, целюлаза), ЧАС і неіоногенні ПАВ. рН = 6,0-8,0.

Властивості:

Детергент «Детро Ензім» це рідкий концентрат з чудовими м'якими властивостями при малому піноутворенні. Головною відмінністю якого від аналогів є наявність 4 ферментів: протеаза, ліпаза, амілаза та целюлаза. При чому, додатковий четвертий фермент целюлаза є високоефективним ферментом з класу гідролаз для боротьби з біологічними плівками (для деградації бактеріальних біоплівки).

Галузь застосування:

- засіб призначений для передстерилізаційної обробки (ПСО) виробів медичного призначення (ВМП) з різних матеріалів (включаючи хірургічні і стоматологічні інструменти) ручним і механізованим (із застосуванням ультразвуку) способами;
- для попередньої і передстерилізаційної обробки (ПСО) ендоскопів та інструментів до них ручним способом;
- для остаточного очищення ендоскопів ручним способом перед дезінфекцією високого рівня (ДВУ);
- для попередньої і остаточної очищення гнучких ендоскопів механізованим способом обробки в мийно-дезінфікуючих апаратах.

Режими дезінфекції:

- передстерилізаційна обробка (ПСО) ручним способом:
 - виробів медичного призначення (ВМП) - 0,8-0,5% / 3-5 хв.,
 - гнучких і жорстких ендоскопів - 0,8-0,5% / 3-5 хв.;
- передстерилізаційна обробка (ПСО) механізованим способом в мийно-дезінфікуючих апаратах:
 - хірургічних і стоматологічних інструментів 0,4% / 5 хв.,
 - ендоскопів 0,5% / 5 хв.

Робочі розчини засобу використовують одноразово, протягом 24 годин.

Приготування робочих розчинів засобу «Detrox® Enzym»

Концентрація робочого розчину, %	Кількість концентрованого розчину (мл), необхідна для приготування робочого розчину об'ємом					
	1л		3л		5л	
	Засіб	Вода	Засіб	Вода	Засіб	Вода
0,4	4	996	12	2988	20	4980
0,5	5	995	15	2985	25	4975
0,8	8	992	24	2976	40	4960

Клас небезпеки: 4

Термін придатності: при температурі від +30°C до -30°C

- в закритій канистрі: 3 роки;
- готовий розчин: 1 добу.

